

## GP - 303(S)シリーズのサポート終了に伴う製品識別方法

この度、旧仕様 GP - 303 シリーズのサポート終了に伴い同一販売名（名称）を持つ GP - 303 のサポート終了となる装置についての識別方法を下記に記載します。


尚、ここでは販売名が同じことから外観的特徴により通称を【パネル緑色】と【パネルベージュ色】ということとします。以下に個別に特徴を記載しますが、これ等のタイプはどちらであってもサポート終了となるタイプです。

**サポート終了となる製造番号は 3030001 ~ 3035492 迄はサポート終了です**  
(0001 ~ 5999 番まではサポート終了と御認識ください)

### 1. 名称【パネル緑色】: 脈波・コロトコフ音記録計 (GP - 303 型)

(1) 販売期間: 昭和 55 年 8 月 7 日 ~ 平成 3 年 3 月迄販売

平成 2 年 6 月までは本装置 (緑パネル) のみであるが、平成 2 年 6 月以降からベージュ色 GP - 303 型の装置と並行して販売しており、平成 3 年 3 月迄販売されていた。



(2) 製造番号: 3030001 ~ 3033965

3030001 から 3033752 までは本装置 (緑色パネル) のみが販売されていたが、3033754 以降から 3033965 迄はベージュ色パネルの装置が混じって販売されている。

(3) 外観の特徴

GP - 303 型及び 303S 型 (パネル緑色昭和 55 年 ~ 平成 3 年)




特徴：パネル樹脂の色は緑色であり、外ケースは白色である。後面のカフ差込ジョイントはカフホースをそのまま差し込むタイプで、カプラはありません。正面はアルミのディスプレイです。

## 2. 名称【パネルベージュ色】：脈波・コロトコフ音記録計（GP - 303 型）

(1) 販売期間：平成 2 年 6 月～平成 11 年 3 月まで販売

平成 8 年 5 月迄は本装置（ベージュ色パネル）のみであるが、平成 8 年 5 月以降からシルバー色 GP - 303 型の現行装置と並行して販売しており、平成 11 年 3 月まで販売されていた。


尚、シルバー色 GP - 303 は製造番号が 3036000 以降である。



(2) 製造番号：3033753～3033940 迄は緑色パネルと並行して販売  
3033941～3035492 迄はベージュ色パネルのみ販売


(3) 外観の特徴

GP - 303 及び 303S 型（パネルベージュ色平成 2 年～平成 11 年）



特徴：パネル樹脂の色はベージュ色であり、外ケースは白色である。後面のカフ差込ジョイントはカフホースをそのまま差し込むタイプで、カプラはありません。正面はグレー色のメンブレンスイッチです。

3. サポート終了のタイプと現行 GP - 303 (S)



サポート終了の2タイプ

製造番号 No : 3030001 ~ 3035492

現行タイプ

製造番号 No : 3036000 ~  
サポート終了ではありません。