

2018年2月23日

お客様各位

株式会社パラマ・テック

ドリップアイ（NE-1）ACアダプター変更のお知らせ

拝啓

平素より、弊社製品に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度、ドリップアイ（NE-1）のACアダプターを下記の通り変更いたしますのでご案内させていただきます。

敬具

記

1. 対象機種

一般的名称：医薬品注入コントローラ

販売名：ドリップアイ NE-1

2. 変更理由

ACアダプターメーカーでの生産中止に伴い、変更いたします。

3. 変更時期

在庫がなくなり次第、変更いたします。

4. 変更内容

項目		変更前	変更後
型番		NEA-101A	GMPU06U-1
外観			
入力	電圧	AC100V	AC100~240V
	周波数	50/60Hz	50/60Hz
出力	電圧	DC5V	DC5V
	電流	250mA	600mA
寸法		39.0mm(L) × 46.5mm(W) × 66.0mm(H) コード長：約 3.5m	48.0mm(L) × 32.0mm(W) × 66.0mm(H) コード長：約 3.6m
質量		約 190g	約 103g

※いずれのACアダプターも安全性規格に適合しております。

以上