

完全セパレートタイプ実現。

アームイン式、セパレートタイプにより
左右の測定を可能に。
いつでも、どこでも、場所を選ばない
シリーズ最軽量の医用電子血圧計です。



写真はFT-205(プリンター標準装備)です。



医用電子血圧計 管理医療機器 特定保守管理医療機器

FT-205/205N

プリンター標準装備

プリンター機能なし



MEHERGEN GROUP

医用電子血圧計 FT-205 / 205N

シンプルな操作、見やすい表示はそのままに。
従来のFTシリーズを超えた新しい血圧計のカタチです。

FT-205/205N

簡単操作

測定は腕を入れて、測定ボタンを押すだけ。どなたでもすぐに使うことができます。

セパレートタイプ

完全セパレートタイプだから左右の測定が可能に。

軽量、コンパクト

FT-205/205Nは軽量かつコンパクト。設置や収納に場所をとりません。

自動再加圧機能搭載

カフ圧が低すぎた場合、自動的に再加圧をし、加圧不足による測定ミスを防ぎます。

いつでも、どこでも、簡単血圧チェック

- 病院、医院の待合室
- スポーツクラブ
- 検診センター
- 学校保健室
- 薬局の店頭
- ホテル、旅館など
- 会社、銀行
- サウナ、ゴルフ場
- 公共施設



プリント例

通常測定データを印字することができます。

■通常測定データ

日付	17/06/26
時刻	14:58
最高血圧	113 mmHg
最低血圧	065 mmHg
脈拍数	082 bpm

FT-205(プリンター標準装備)のみです。

設置例

※単位は(mm)です。



- オプション
- ・専用架台
- ・イス
- ・測定説明パネル

FT-205/205N仕様

一般名称	医用電子血圧計
販売名	医用電子血圧計 FT-205/205N
血圧測定方式	オシロメトリック方式
測定範囲	血圧: 20~270mmHg
適用腕周範囲	19cm~39cm
圧力検出方式	半導体圧力センサー
圧力表示誤差	±3mmHg
最小表示値	1mmHg
最小処理数	30脈拍 / 毎分
最大処理数	180脈拍 / 毎分
脈拍数表示の誤差	±5%以内
表示方式	7セグメントLED表示器
排気調整	自動排気調整
圧力リミッター	285mmHgにて瞬間排気
記録方式	サーマルラインプリンター ※FT-205のみ標準装備
使用環境温湿度	10~40℃ 85%以下
保存環境温湿度	-5~50℃ 85%以下
電源	専用ACアダプター100V
電源入力	32VA以下
重量	測定部: 約 2.6kg 表示部: 約 1.1kg
最大寸法	測定部: 190(w)×350(D)×240(H)mm 表示部: 125(w)×307(D)×150(H)mm
認証番号	第 222AGBZX00252000号

※本装置は JIS T 1115 : 2005に適合しています。
本仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。



メハーゲングループ

製造販売元

株式会社 パラマ・テック

<http://www.parama-tech.com/>



ISO 13485
認証取得

本社(工場)

〒813-0034 福岡市東区多の津2丁目7番3号
TEL(092)623-0813 FAX(092)623-0814

販売元

株式会社 エムアイディ

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-2555 FAX(092)436-2556

- 関東営業所 TEL(047)383-5525
- 東京営業所 TEL(03)5625-3566
- 臨海営業所 TEL(047)702-8730
- 名古屋営業所 TEL(052)735-7571
- 京都営業所 TEL(075)502-5231
- 阪神営業所 TEL(06)6427-1337
- 大阪営業所 TEL(06)6339-2371
- 神戸営業所 TEL(078)306-0611
- 姫路営業所 TEL(079)284-9548
- 和歌山営業所 TEL(073)441-5771
- 岡山営業所 TEL(086)805-8744
- 福山出張所 TEL(084)973-6015
- 沖縄営業所 TEL(098)859-2549

株式会社 フィデスワン

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-3022 FAX(092)436-3023

- 福岡営業所 TEL(092)436-3033
- 北九州営業所 TEL(093)964-1522
- 久留米営業所 TEL(0942)45-8870
- 佐賀営業所 TEL(0952)36-9614
- 大分営業所 TEL(097)573-9030
- 長崎営業所 TEL(095)847-7184
- 熊本営業所 TEL(096)312-5660
- 宮崎営業所 TEL(0985)63-3312
- 鹿児島営業所 TEL(099)230-0990
- 佐世保出張所 TEL(0956)42-1031
- 大分賀来出張所 TEL(097)586-5575