

多機能健康管理システム

# Health Station

ヘルスステーション

HST-200

誰でもカンタン。  
 血圧・心電・体成分測定で健康チェック。

操作ガイドが  
 加わって見やすく、  
 もっと簡単  
 になりました!



### 音声ガイダンスとタッチパネルで簡単操作

操作方法や測定手順が音声と操作ガイドで説明されるので、健康チェックが簡単にできます。



### お客様番号と暗証番号で安心管理

工場出荷時のデフォルト設定で、管理者様で設定変更可能です。



### 気になるところだけでも簡単チェック

測定項目を個別に選べるようになって新登場。

### 測定項目

- 血圧
- 体成分
- 心電
- リラックス度

### 画面コンテンツ

- 測定手順
- 測定結果
- 健康チェック
- 血圧、心電、体成分に関する解説
- 歩数計の歩数管理など




※医療機器HN-302で測定したデータを画面に表示します。  
 ※実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。



# 便利なタッチパネルで簡単チェック!

「すべて測定」(血圧▶心電▶体成分) もしくは、個別に選ぶことができます。



個別に測定はココをタッチ!



## 測定データ表示画面(プリントアウト可)

測定結果 (プリントアウト例)

心電図 (プリントアウト例)

レーダーチャート (表示画面例)

コメントとアドバイス (表示画面例)

## 便利な履歴検索機能付き

測定者の登録を行うことにより、測定データを測定者ごとに保存し管理閲覧できる機能です。



履歴検索画面

### ■ヘルステーションHST-200の仕様

サイズ	【幅】680mm×【奥行】500mm×【高さ】1,110mm 【重量】約45kg		
表示部	制御表示部:カラーLCD、タッチパネル付		
拡張ポート	USB2.0×4ポート(空きポート:1) LANポート×1		
供給電源	AC 100V 50/60Hz		
ヒューズ	250V 3A×2個		
付属品	電源コード:1本	USBケーブル:2本	
	管理用USBキーボード:1個	IEEE1394ケーブル:1本	
	システム取扱説明書:1冊	エアチューブ:1本	
	充電用電池:8本	ドライバー:1本	
	AUDIOケーブル:1本	変換プラグ:1個	

### ■使用する医療機器:HN-302 管理医療機器 特定保守管理医療機器

測定項目	血圧・心電・体成分
血圧測定	圧力測定範囲:20~280mmHg、脈拍数測定範囲:30~180拍毎分
	目量:1mmHg
	圧力精度:±3mmHg以内
心電図測定	周波数特性:0.67~40Hz±3dB以内
	入力インピーダンス:10MΩ以上
	双極誘導方式
体成分測定	生体インピーダンス法(Bioelectrical Impedance Analysis法)による測定
	測定周波数 50kHz±1%
業事認証番号	224AGBZX00043000
特定計量器型式承認番号	第Q1212号

※製品(付属品)および別売品の仕様・デザインなどは改良のため、予告なく変更することがあります。

#### ⚠安全に関するご注意

ご使用前には必ず付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

測定結果は診断ではありません。測定の結果は自己判断せずにお医者様に相談しましょう。

製造販売元



## メハーゲングループ

株式会社パラマ・テック

<http://www.parama-tech.com/>



ISO 13485 本社(工場)  
SGS 認証取得 福岡営業所

〒813-0034  
福岡市東区多の津1-7-5  
TEL (092)623-0813 FAX (092)623-0814

販売元

### 株式会社 エムアイディ

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号  
TEL(092)436-2555 FAX(092)436-2556  
関東営業所 TEL(047)383-5525  
東京営業所 TEL(03)5625-3566  
名古屋営業所 TEL(052)735-7571  
京都営業所 TEL(075)762-1794  
大阪営業所 TEL(06)6339-2371  
神戸営業所 TEL(078)306-0611  
姫路営業所 TEL(079)284-9548  
和歌山営業所 TEL(073)441-5771  
岡山営業所 TEL(086)430-4630  
沖縄営業所 TEL(098)859-2549

### 株式会社 フィデスワン

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号  
TEL(092)436-3022 FAX(092)436-3023  
福岡営業所 TEL(092)436-3022  
北九州営業所 TEL(093)964-1522  
久留米営業所 TEL(0942)45-8870  
佐賀営業所 TEL(0952)36-9614  
大分営業所 TEL(097)573-9030  
長崎営業所 TEL(095)847-7184  
熊本営業所 TEL(096)334-6220  
宮崎営業所 TEL(0985)63-3312  
鹿児島営業所 TEL(099)252-3488  
佐世保出張所 TEL(0956)42-1031

■お問い合わせ・ご用命は...