

医用電子血圧計

FT-205/205N

プリンター標準装備

プリンター機能なし

管理医療機器

特定保守管理医療機器



写真はFT-205(プリンター標準装備)です。



完全セパレートタイプ実現。

アームイン式、セパレートタイプにより左右の測定を可能に。
いつでも、どこでも、場所を選ばないシリーズ最軽量の医用電子血圧計です。

医用電子血圧計FT-205/205N

シンプルな操作、見やすい表示はそのままに。
従来のFTシリーズを超えた新しい血圧計のカタチです。



FT-205/205N

軽量、コンパクト

FT-205/205Nは軽量かつコンパクト。
設置や収納に場所をとりません。

自動再加圧機能搭載

カフ圧が低すぎた場合、自動的に再加圧をし、加圧不足による測定ミスを防ぎます。

簡単操作

測定は腕を入れて、測定ボタンを押すだけ。
どなたでもすぐに使うことができます。

セパレートタイプ

完全セパレートタイプだから左右の測定が可能に。

いつでも、どこでも、簡単血圧チェック

- 病院、医院の待合室
- 検診センター
- 薬局の店頭
- 会社、銀行
- 公共施設
- スポーツクラブ
- 学校保健室
- ホテル、旅館など
- サウナ、ゴルフ場

プリント例

通常測定データを印字することができます。

■通常測定データ

日付 10/01/05
時刻 19:06
最高血圧 131 mmHg
平均血圧 086 mmHg
最低血圧 064 mmHg
脈拍数 069 bpm

血圧は常に変動しています
自分で判断せず医師に相談
しましょう。

FT-205(プリンター標準装備)のみです。

設置例



■オプション

- ・専用架台・イス
- ・測定説明パネル

FT-205/205N仕様

一般的名称	医用電子血圧計
販売名	医用電子血圧計FT-205/205N
血圧測定方式	オシロメトリック方式
測定範囲	血圧: 20~270mmHg
適用腕周範囲	19cm~39cm
圧力検出方式	半導体圧力センサー
圧力表示誤差	±3mmHg
最小表示値	1mmHg
最小処理数	30脈拍/毎分
最大処理数	180脈拍/毎分
脈拍数表示の誤差	±5%以内
表示方式	7セグメントLED表示器
排気調整	自動排気調整
圧力ミッター	285mmHgにて瞬間排気
記録方式	サーマルラインプリンター ※FT-205のみ標準装備
使用環境温度	10~40℃ 85%以下
保存環境温度	-5~50℃ 85%以下
電源	専用ACアダプター100V
電源入力	32VA以下
重量	測定部: 約2.6kg 表示部: 約1.1kg
最大寸法	測定部: 190(W)×350(D)×240(H)mm 表示部: 125(W)×307(D)×150(H)mm
認証番号	第222AGBZX00252000号

※本装置はJIS T 1115:2005に適合しています。
本仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

製造販売元



メハーゲングループ

株式会社 パラマ・テック

<http://www.parama-tech.com/>



ISO 13485
認証取得

本社(工場)
福岡営業所

〒813-0034
福岡市東区多の津1-7-5
TEL (092)623-0813 FAX (092)623-0814

販売元

株式会社 エムアイティ

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL (092)436-2555 FAX (092)436-2556
関東営業所 TEL (047)383-5525
東京営業所 TEL (03)5625-3566
名古屋営業所 TEL (052)735-7571
京都営業所 TEL (075)762-1794
大阪営業所 TEL (06)6339-2371
神戸営業所 TEL (078)306-0611
姫路営業所 TEL (079)284-9548
和歌山営業所 TEL (073)441-5771
岡山営業所 TEL (086)430-4630
沖縄営業所 TEL (098)859-2549

株式会社 フィデスワン

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL (092)436-3022 FAX (092)436-3023
福岡営業所 TEL (092)436-3022
北九州営業所 TEL (093)964-1522
久留米営業所 TEL (0942)45-8870
佐賀営業所 TEL (0952)36-9614
大分営業所 TEL (097)573-9030
長崎営業所 TEL (095)847-7184
熊本営業所 TEL (096)334-6220
宮崎営業所 TEL (0985)63-3312
鹿児島営業所 TEL (099)252-3488
佐世保出張所 TEL (0956)42-1031