

2020年8月19日

お客様各位

株式会社パラマ・テック

代表取締役 深水 哲二

両腕血圧計 PS-Light 用カフ価格改定のお知らせ

拝啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社の製品をご愛顧いただきましてまことに有難うございます。

この度、両腕血圧計 PS-Light の M サイズカフ及び L サイズカフに使用している天然ゴム製ブラダ（エア袋）が、生産を終了することになりました。従来の天然ゴム製ブラダからポリウレタン製ブラダへの変更となり、これらの原材料の値上がりに関連して、誠に不本意ではございますが、ポリウレタン製ブラダへの切り替えに併せて新価格とさせていただきます。価格改定によりお客様にはご負担とご迷惑をおかけいたします分、より一層のサービス向上に努めて参る所存です。何卒、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

なお、変更に伴い血圧計の規格 JIS T 1115:2005 への適合及びブラダの耐久性も向上しております。

敬具

記

1. 変更理由及び変更点

天然ゴム製ブラダが生産を終了するため。

天然ゴム製→ポリウレタン製に変更 配管長：120 cm→95 cm±5 cmに変更

2. 対象製品

PS-Light 用タイプ I サイズ M、L

PS-Light 用タイプ II サイズ M、L

3. 改定時期

2020年10月1日より、ポリウレタン製ブラダに切替えさせていただきます。

4. 改定内容

内部のブラダ（エア袋）が天然ゴム製からポリウレタン製への変更に伴う価格改定です。

タイプ I

| 製品名 | ID 番号(左右セット) | 価格 | ID 番号 (単品) | 単品価格 |
|--------------------|--------------|---------|------------|---------|
| PS-Light カフ PC (M) | B-250 | ¥30,000 | B-265 | ¥15,000 |
| PS-Light カフ PD (L) | B-251 | ¥31,000 | B-266 | ¥15,500 |

タイプ II

| 製品名 | ID 番号(左右セット) | 価格 | ID 番号 (単品) | 単品価格 |
|--------------------|--------------|---------|------------|---------|
| PS-Light カフ PE (M) | B-267 | ¥33,000 | B-269 | ¥16,500 |
| PS-Light カフ PF (L) | B-268 | ¥34,000 | B-270 | ¥17,000 |

※ 消費税は含まれておりません。

5. お問い合わせ先・連絡先

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社パラマ・テック E-mail : info@paramatech.com

TEL: 092-623-0813 FAX: 092-623-0814

以上

株式会社パラマ・テック